

Lijst veilig vervoerbare rolstoelen april en mei 2008



Tussen 1 april en 31 mei 2008 hebben de fabrikanten van de volgende rolstoelen verklaard dat onderstaande in Nederland verkrijgbare rolstoelen volledig zijn getest en goedgekeurd door een geaccrediteerd testinstituut volgens ISO 7176-19.* **

Hiertoe hebben zij de verklaring ondertekend en opgestuurd die door Vilans is verzonden naar de in Nederland opererende rolstoelfabrikanten. De informatie is tevens opgenomen in het specifieke deel van de Vilans hulpmiddelendatabank Vilatech voor professionals in de hulpmiddelenzorg (www.vilatech.nl).

Fabrikant / importeur	Product	Test-huis:	Nummer testrapport	Datum test-rapport	Peildatum (ingediend bij Vilans):
Invacare	Invacare Action 3	SP	BMFP302416A	12-06-'03	April 2008
Invacare	Invacare Action 4	SP	BMFP501858A	05-04-'05	April 2008
Invacare	Invacare Spinx	SP	BMFP602670C	21-06-'06	April 2008
Invacare	Rea Focus	SP	BMFP303194B	19-09-'03	April 2008
Invacare	Invacare Action Junior	SP	BMFP302416A	12-06-'03	April 2008
Invacare	Invacare Wheeler	Millbrook	S7461	18-06-'01	April 2008
Invacare	Rea Bellis	SP	BMFP300998A	19-02-'03	April 2008
Invacare	Invacare Dragon	SP	F408038C	15-04-'04	April 2008
Invacare	Invacare Storm 3	SP	BMFP300950	28-01-'03	April 2008
Invacare	Invacare Tornado	SP	F408038A	15-04-'04	April 2008
Invacare	Invacare Typhoon	SP	F408038B	15-04-'04	April 2008
Invacare	Invacare Zephyr	TNO	06.20686	16-10-'06	April 2008
Revab	Roxx zelfrijder	TNO	06.20154.02	21-03-'06	April 2008
Revab	Mixx zelfrijder + gepolsterde zitting en rug	TNO	06.20303	14-07-'06	April 2008
Revab	Canto Nxt duwwandelwagen	TNO	06.20154.01	24-03-'06	April 2008
Revab	Canto Nxt Kelvin Comfort (+Kelvinkuip)	TNO	07.21113.01	08-10-'07	April 2008
Revab	Canto Nxt Snellius Comfort (+Snelliuskuip)	TNO	07.21113.02	08-10-'07	April 2008
Revab	Amara zelfrijder	TNO	07.21113.03	18-01-'08	April 2008
R82	Cougar	SP	-	28-02-'05	Mei 2008
R82	Combi Frame met Panda Coulor (Futura)	SP	-	15-06-'06	Mei 2008
R82	Combi Frame met X:PANDA	SP	-	29-06-'07	Mei 2008
R82	Panther	SP	-	26-11-'02	Mei 2008
R82	Cheetah	SP	-	02-06-'02	Mei 2008
R82	Tiger 2000	UMTRI	-	12-02-'03	Mei 2008
R82	Tiger/Serval Frame (Tiger 2000) met X:PANDA	SP	-	29-06-'07	Mei 2008
R82	Tiger/Serval Frame (Tiger 2000) met PANDA Coulor (Futura)	TRL	-	11-11-'03	Mei 2008

* NB: aanpassingen op de rolstoel kunnen van invloed zijn op de vervoerbaarheid van de rolstoel. De rolstoelleverancier kan hierover meer informatie geven.

** NB: bovenstaande lijst bevat de rolstoelen die in de peilperiode door fabrikanten bij Vilans zijn aangemeld en betreft geen compleet overzicht. Hierdoor zijn er mogelijk rolstoelen op de markt die wel voldoen aan ISO 7176-19, maar niet op deze lijst staan. Andersom is het mogelijk dat bij wijziging van het ontwerp van een rolstoeltype op de lijst, de ISO certificering niet meer van toepassing is. Veilig vervoerbare rolstoelen zijn te herkennen aan het haaksymbool bij de 4 vastzetpunten op het frame (afbeelding) en ook is informatie over ISO 7176-19 opgenomen in de productinformatie.

